

1016520 - Troponin T - 1 x 5 pcs



Déscription

Le test Troponin T de Roche est un test hautement spécifique et sensible. Roche Troponin T est le marqueur cardiaque le plus approprié pour l'infarctus du myocarde. Le test Troponin T est conçu pour la détermination qualitative de la Troponin T dans le sang pour aider la stratification des risques de patients présentant une angine de poitrine instable et pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde. Le test Roche est facile à utiliser. Roche Troponin affiche un résultat "oui / non" fiables. Le résultat est affiché en 15 à 20 minutes après l'application du sang veineux entier anti coagulé (EDTA ou héparine) Un résultat positif (> 0,1 ng / ml) est la preuve de dommages dans les cellules du muscle cardiaque. Un résultat négatif n'exclut pas avec certitude le risque d'une attaque cardiaque ou des lésions des cellules dans le muscle cardiaque.

Spécifications

Marque	Roche
sku	1016520
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Type d'emballage	Pièce