

## 1550783 - Table d'examen Ritter 204 - seamless revêtement - 1 pc



### Déscription

La **table d'examen universelle sans couture Ritter 204** de **Midmark** allie confort de haute qualité, hygiène et accessibilité dans un **design compact** de seulement **1 m<sup>2</sup>**. Cette table est idéale pour les médecins généralistes, gynécologues, hôpitaux, centres de rééducation et cabinets de kinésithérapie souhaitant optimiser leur espace.

#### Confort pour le patient et le soignant

- Revêtement large et sans couture avec appui-tête intégré pour un confort maximal en position allongée
- 5 tiroirs entièrement extensibles (3 sur le côté, 2 à l'avant), accessibles des deux côtés
- Repose-talons escamotables intégrés pour les examens gynécologiques
- Coussin de pied extensible et inclinaison d'assise de 7° pour une posture de travail ergonomique
- Support pour rouleau de papier avec sangle pour protéger rapidement la surface d'examen

#### Hygiène sans souci

- Tiroirs ABS sans couture en une seule pièce avec coins arrondis pour un nettoyage facile
- Toutes les surfaces sont faciles à nettoyer pour une hygiène maximale
- Support pour rouleau de papier intégré dans le dossier avec capacité pour 4 rouleaux
- Récipient amovible et stérilisable en plastique ABS

#### Sécurité garantie

- Pieds réglables sous la base pour une stabilité maximale
- Marchepied intégré avec roues autobloquantes pour un accès sécurisé
- Capacité de charge jusqu'à 225 kg, adapté à tous les groupes de patients

#### Accessible & gain de place

- Largeur utile complète du revêtement avec finition de bord intelligente

- Design compact : occupe seulement 1 m<sup>2</sup>
- Coussin de pied extensible pour examen général

### Spécifications techniques Ritter 204

- Dossier réglable avec vérin pneumatique
- Dimensions : hauteur 84 cm | largeur 77,5 cm | longueur 151 cm (déployée 193 cm)
- Poids : 125 kg
- Structure en acier peint époxy avec tiroirs en polystyrène
- Support pour rouleau de papier compatible avec des rouleaux jusqu'à 50 cm (Ø 12 cm)

La **table d'examen universelle sans couture Ritter 204** offre tout ce dont vous avez besoin pour un examen efficace et professionnel — avec confort pour vos patients et fonctionnalité pratique pour votre cabinet.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Midmark
<b>Dimensions du produit</b>	L 72 cm, L 193 cm
<b>Roues incluses</b>	Non
<b>Hauteur réglable</b>	Non
<b>Hauteur</b>	83 cm
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Composition</b>	Revêtement avec finition époxy
<b>sku</b>	1550783
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Nombre de parties</b>	3-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	n/a
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce