

1533583 - PowerCube Body+



Déscription

Le PowerCube Body+ de Ganshorn est le résultat de 40 ans d'expérience dans le développement et la production d'équipements de pointe pour le diagnostic de la fonction pulmonaire. La pléthysmographie corporelle est une mesure pulmonaire très précise et complète. Il est utilisé pour détecter des pathologies complexes ou mixtes qui ne peuvent être diagnostiquées par les méthodes de mesure conventionnelles. La pléthysmographie corporelle détermine le volume pulmonaire total, y compris le volume pulmonaire résiduel. En outre, la résistance des voies respiratoires peut être déterminée, ce qui permet de diagnostiquer rapidement et facilement des troubles spécifiques.

Caractéristiques

- Bouton de panique
- Haut-parleur et microphone pour le patient
- Serrure de porte électromagnétique
- Bras oscillant 3D
- De nombreuses options

Spécifications

Marque	Ganshorn
sku	1533583
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce