

1603677 - Gants Nitrile non-poudré manches longues - 400 mm - L - 10 x 50 pcs



Déscription

Gants en nitrile sans poudre (AQL 1.5) offrant une bonne résistance aux produits chimiques. Recommandés pour les personnes ne pouvant utiliser de gants en latex. Leur manchette extra longue de 400 mm en fait des gants idéaux pour le nettoyage des endoscopes et la manipulation des agents cytostatiques. Leur surface rugueuse permet de faciliter la préhension des instruments.

Spécifications

Composition	Nitrile
sku	1603677
Sans latex	Oui
Stérile	Non
Poudré	Non
Longueur de la manchette	400 mm
Couleur	Bleu
Niveau de qualité	AQL 1.5
Stérile	Non
Taille	L
Type d'emballage	Carton