

1101834 - Seca 354 pèse-bébé digitale - 20 kg - 1 pc



Déscription

Le pèse-bébé seca 354 dispose d'une plate-forme de pesée confortable et d'une échelle fine de 10g. En un rien de temps, il peut être transformé en une balance au sol pour enfants d'une capacité de 20 kg. La plate-forme de pesée et la base qui sert de pèse-personne sont solidement reliées l'une à l'autre, de sorte que le bébé peut être pesé en toute sécurité. Un autre avantage de la balance est la fonction de prise de lait maternel qui détermine la quantité de lait bue par le bébé. Cette balance robuste mais légère est facile à transporter et les boutons conviviaux la rendent facile à utiliser.

Spécifications

Marque	Seca
Taxe Bèbat	0.05 EUR
Mémoire	Non
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Poids max.	20 kg
sku	1101834
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	5 g < 10 kg > 10 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques