

## 1551869 - HUMAN TECAR MAT - Basic Pillow



### Déscription

Coussin de dureté moyenne qui peut être utilisé seul ou ajouté à des tapis individuels. Le coussin est utile pour les exercices de rééducation plus complexes.

### Spécifications

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Unibell                   |
| <b>Dimensions du produit</b>     | L 30 cm, H 12 cm, L 40 cm |
| <b>sku</b>                       | 1551869                   |
| <b>Modèle</b>                    | Basic Pillow              |
| <b>Réglementation Européenne</b> | 2001/95/EC                |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                     |