

1610020 - Keiser A400 Squat à la ceinture



Déscription

Le Keiser A400 Squat à la ceinture est un équipement d'entraînement innovant, conçu pour les professionnels médicaux cherchant à optimiser la rééducation et la performance musculaire. Il offre un soutien ciblé et une résistance ajustable, permettant un entraînement précis et sécurisé. Principaux avantages - Résistance pneumatique réglable – permet un contrôle précis de l'intensité pour une progression adaptée - Design ergonomique à la ceinture – assure un maintien optimal et réduit les risques de blessures - Utilisation intuitive – facilite l'intégration dans les protocoles de rééducation et de renforcement - Construction robuste – garantit une durabilité et une fiabilité dans un environnement professionnel - Adapté aux besoins des patients – favorise la récupération musculaire efficace et ciblée - Compatible avec divers programmes d'entraînement – polyvalence pour différents objectifs thérapeutiques - Facile à nettoyer – répond aux exigences d'hygiène en milieu médical Prix : commandez dès maintenant, livraison sous 3 à 5 jours ouvrables Pas sûr ? Contactez-nous, nos experts vous accompagnent pour choisir l'équipement adapté à vos besoins.

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	L 122 cm, H 180 cm
Poids du produit	265 kg
sku	1610020
Résistance	0 - 356 kg
Type d'emballage	Pièce