

## 1577095 - HEINE brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - jeunes adultes - 20-29 cm - 1 pc



### Déscription

Le brassard à velcro réutilisable HEINE avec tuyau long est compatible avec les tensiomètres HEINE G5 et G7. Sa fermeture velcro robuste assure un ajustement sécurisé, tandis que ses matériaux durables garantissent une longue durée d'utilisation. Conçu pour des mesures précises et confortables, ce brassard est conforme aux normes MDR 2017/745/EU Classe I.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINM-000.09.704
<b>Compatible avec</b>	Heine G5; Heine G7
<b>Portée du brassard</b>	20 - 29 cm
<b>sku</b>	1577095
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille du brassard</b>	M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce