

## 1577095 - HEINE brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - jeunes adultes - 20-29 cm - 1 pc



## **Déscription**

Le brassard à velcro réutilisable HEINE avec tuyau long est compatible avec les tensiomètres HEINE G5 et G7. Sa fermeture velcro robuste assure un ajustement sécurisé. tandis que ses matériaux durables garantissent une longue durée d'utilisation. Conçu pour des mesures précises et confortables. ce brassard est conforme aux normes MDR 2017/745/EU Classe I.

## **Spécifications**

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINM-000.09.704
Compatible avec	Heine G5; Heine G7
Portée du brassard	20 - 29 cm
sku	1577095
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	М
Type d'emballage	Pièce