

## 1005072 - CauteryTip avec poignée et anneau fin - stérile -28 mm - 1200°C - 1 pc



### Déscription

Les stylos de cautérisation stériles FIAB à usage unique sont utilisés dans l'hémostase et permettent une cautérisation rapide et précise des petits vaisseaux sanguins. Ils sont faciles à manipuler et ont une batterie interne longue durée. Plusieurs modèles sont disponibles, se différenciant par les températures de fonctionnement (1200°C, 800°C et 600°C), la forme, l'épaisseur et la longueur de l'embout de cautérisation. La gamme disponible permet de choisir un stylo de cautérisation parfaitement adapté aux exigences cliniques de l'intervention.

### Spécifications

<b>Marque</b>	FIAB
<b>sku</b>	1005072
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce