

1607309 - Kit QualiBreath de soutien du sternum et du thorax – taille XS - 1 pc



Déscription

Ce **kit de Qualiteam** comprend un ensemble complet d'aides pour la récupération après une chirurgie cardiaque ouverte (sternotomie) ou d'autres interventions/traumatismes dans la région thoracique, avec un accent sur plus de confort, moins de douleur et un risque réduit de complications :

- **QualiBreath** : harnais thoracique breveté avec un soutien continu et des poignées intégrées pour exercer une pression supplémentaire lors de la toux, des éternuements, de la respiration profonde ou de l'effort. Stabilise le sternum latéralement, réduit la douleur et peut aider à prévenir les complications.
- **QualiPad** : coussinet de ceinture de sécurité qui protège la zone de la plaie contre la pression de la ceinture après la sortie de l'hôpital ; facile à fixer avec du velcro et reste en place dans la voiture.
- **AxillaPad** : coussinets d'aisselle en coton doux qui absorbent la transpiration excessive et maintiennent plus longtemps la fraîcheur du soutien (comme QualiBreath) ; facile à fixer avec du velcro.
- **CryoPouch** : poche pour soulagement non médicamenteux de la douleur avec deux packs froids ; s'adapte directement sur le QualiBreath et aide à réduire la douleur autour de l'incision sternale.
- **Washing Net** : filet de lavage qui protège le velcro pendant le lavage et empêche que les matériaux ne s'accrochent entre eux.

Spécifications

Marque	Qualiteam
Composition	Tissu textile léger, respirant et élastique
sku	1607309
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	XS
Type d'emballage	Pièce