

## 1207635 - Pince hémostatique Mosquito - lisse - courbée - 12,5 cm - 1 pc



### Déscription

La pince médicale Halstead Mosquito est une pince artérielle incurvée et pas dentelée, utilisée pour clamer brièvement ou immobiliser des vaisseaux sanguins sectionnés. Ces pinces sont en acier inoxydable et donc stérilisables.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Dimensions du produit</b>	L 12.5 cm
<b>Dents</b>	Non
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Forme des instruments</b>	Courbé
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de pince</b>	Mosquito