

**1207635 - Pince hémostatique Mosquito - lisse - courbée - 12,5 cm -
1 pc**



Déscription

La pince médicale Halstead Mosquito est une pince artérielle incurvée et pas dentelée, utilisée pour clamper brièvement ou immobiliser des vaisseaux sanguins sectionnés. Ces pinces sont en acier inoxydable et donc stérilisables.

Spécifications

Marque	Nopa
Dimensions du produit	L 12.5 cm
Dents	Non
Composition	Acier inoxydable
sku	1207635
Forme des instruments	Courbé
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Type d'emballage	Pièce
Type de pince	Mosquito