

1550789 - Table d'examen Ritter 204 avec prise - seamless revêtement - 1 pc



Déscription

La **table d'examen universelle sans couture Ritter 204** de **Midmark** allie confort haut de gamme, hygiène et accessibilité dans un **design compact** d'à peine **1 m²**. Cette table est idéale pour les médecins généralistes, gynécologues, hôpitaux, centres de rééducation et cabinets de kinésithérapie souhaitant optimiser leur espace.

Confort pour le patient et le professionnel de santé

- Revêtement large et sans couture avec appui-tête intégré pour un confort maximal en position allongée
- 5 tiroirs entièrement extractibles (3 sur le côté, 2 à l'avant), accessibles des deux côtés
- Repose-talons escamotables intégrés pour les examens gynécologiques
- Coussin de pied extensible et inclinaison d'assise de 7° pour une posture de travail ergonomique
- Support pour rouleau de papier avec sangle pour protéger rapidement la surface d'examen

Hygiène sans souci

- Tiroirs ABS monobloc sans couture avec angles arrondis pour un nettoyage facile
- Toutes les surfaces se nettoient aisément pour une hygiène maximale
- Support pour rouleaux de papier intégré dans le dossier avec capacité pour 4 rouleaux
- Bac de récupération amovible et stérilisable en plastique ABS

Sécurité garantie

- Patins réglables sous la base pour une stabilité maximale
- Marchepied intégré avec roues autobloquantes pour un accès sécurisé
- Capacité de charge jusqu'à 225 kg, adapté à tous les groupes de patients

Accessible et peu encombrante

- Largeur utile complète du revêtement avec finition de bord astucieuse
- Design compact : ne prend que 1 m²
- Coussin de pied extensible pour l'examen général

Spécifications techniques Ritter 204

- Dossier réglable avec vérin pneumatique
- Dimensions : hauteur 84 cm | largeur 77,5 cm | longueur 151 cm (déployée 193 cm)
- Poids : 125 kg
- Châssis en acier peint époxy avec tiroirs en polystyrène
- Support pour rouleau de papier adapté aux rouleaux jusqu'à 50 cm (Ø 12 cm)

La **table d'examen universelle sans couture Ritter 204** offre tout ce dont vous avez besoin pour un examen efficace et professionnel — avec du confort pour vos patients et une fonctionnalité pratique pour votre cabinet.

Spécifications

Marque	Midmark
Dimensions du produit	L 72 cm, L 193 cm
Roues incluses	Non
Hauteur réglable	Non
Hauteur	83 cm
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
sku	1550789
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	n/a
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce