

**1539421 - MaiMed® film - 2,5 cm x 9,14 m - non stérile - 1 x 12 pcs**



## Déscription

MaiMed®-film est un pansement adhésif et fixateur transparent. Peut être facilement déchiré dans le sens de la longueur et de la largeur pour une fixation facile. Convient pour la fixation de bandages, compresses, cathéters et sondes. Le produit est doux pour la peau, hypoallergénique et respirant. De plus, il est hydrofuge et anti-salissures et sans latex. Fabriqué en polyéthylène avec adhésif polyacrylate.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Maimed
<b>SKU leverancier</b>	00077210
<b>Stérile</b>	Non
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Oui
<b>Composition</b>	Polyéthylène avec couche adhésive en polyacrylate
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1539421
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	2,5 cm x 9,14 m
<b>Type d'emballage</b>	Boîte