

1559263 - Lightplast® Pro 7,5 cm x 4,5 m - 16 pcs



Déscription

Bandage adhésif léger et élastique avec une forte force adhésive facile à déchirer à la main. Le bandage a une structure fine, est facilement adaptable et rapide à appliquer, et est respirant. Lightplast® Pro suit les contours du membre.

Spécifications

Marque	BSN
Elastique	Oui
Sans latex	Oui
Composition	Composé adhésif à l'oxyde de zinc
sku	1559263
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	7,5 cm x 4,5 m
Type d'emballage	Boîte