

**1020601 - Pince hémostatique Kocher - avec dents - droit - 14 cm -  
1 pc**



## Déscription

Cette pince vasculaire nommée Kocher est une pince artérielle droite et dentelée utilisée pour brièvement clamer ou immobiliser les vaisseaux sanguins sectionnés. Fabriquée en acier inoxydable, cette pince médicale est stérilisable.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Griffioen
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Dents</b>	Oui
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1020601
<b>Forme des instruments</b>	Droit
<b>Qualité instruments</b>	Standard
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	14 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de pince</b>	Kocher