

## 1544194 - Compresses absorbantes - stériles - 10 x 10 cm - 1 x 50 pcs



### Déscription

Pansement absorbant non-tissé pour les plaies modérément exsudatives. Le pansement assure une absorption et une répartition efficaces de l'humidité, est confortable à porter et ne fuit pas grâce à sa couche extérieure hydrofuge. Le côté plaie du pansement est blanc, le côté extérieur est bleu. Veuillez changer le pansement au moins une fois par jour. Ne coupez pas et ne déchirez pas le pansement. Le pansement est stérile si la poche et le joint sont intacts.

Ce produit est sans latex.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Klinion
<b>Composition</b>	100% coton
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1544194
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Quantité par emballage</b>	1 x 50 pcs
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Taille</b>	10 x 10 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte