

1544194 - Compresses absorbantes - stériles - 10 x 10 cm - 1 x 50 pcs



Déscription

Pansement absorbant non-tissé pour les plaies modérément exsudatives. Le pansement assure une absorption et une répartition efficaces de l'humidité, est confortable à porter et ne fuit pas grâce à sa couche extérieure hydrofuge. Le côté plaie du pansement est blanc, le côté extérieur est bleu. Veuillez changer le pansement au moins une fois par jour. Ne coupez pas et ne déchirez pas le pansement. Le pansement est stérile si la poche et le joint sont intacts.

Ce produit est sans latex.

Spécifications

Marque	Klinion
Composition	100% coton
Stérile	Oui
sku	1544194
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Quantité par emballage	1 x 50 pcs
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	10 x 10 cm
Type d'emballage	Boîte