

1005114 - Seringues Plastipak™ - 3 parties - luer slip - excentrique - 50 ml - 1 x 60 pcs



Déscription

La seringue BD Plastipak™ 3-pièces est un support pour l'administration des médicaments. Vous pouvez l'utiliser pour une gamme d'applications critiques et de services. La seringue est conçue pour l'injection générale et l'aspiration de fluides provenant de flacons, d'ampoules et de parties du corps sous la surface de la peau. Le bouchon sans latex empêche les fuites de médicaments autour du piston et sert d'indicateur pour mesurer le contenu de la seringue. Les seringues Plastipak™ sont également dotées de larges ailettes pour les doigts et d'une boule rugueuse pour le pouce.

Spécifications

Marque	BD
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1005114
Contenu	50 ml
Location de la pointe	Pointe excentrique
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer slip