

1104364 - Seca 769 pèse-personne digitale à colonne avec fonction BMI - 200 kg - 1 pc



Déscription

Le seca 769 est polyvalent, nécessite peu d'entretien, ne dépend pas de l'endroit où il se trouve et fonctionne sur batterie - idéal pour une utilisation quotidienne dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Grâce à ses roues de transport, la balance à colonne est également facile à déplacer. Le seca 769 est équipé de plusieurs fonctions intelligentes. Par exemple, la fonction IMC permet une évaluation fiable de l'état nutritionnel du patient. La balance à colonne peut également être équipée des tiges de mesure seca 220 ou seca 224 en option, ce qui permet de déterminer le poids et la taille en une seule étape et de gagner du temps.

Spécifications

Marque	Seca
Taxe Bèbat	0.05 EUR
Poids max.	200 kg
Mémoire	Non
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Oui
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Non
sku	1104364
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes numérique à colonne