

## 1104364 - Seca 769 pèse-personne digitale à colonne avec fonction BMI - 200 kg - 1 pc



### Déscription

Le seca 769 est polyvalent, nécessite peu d'entretien, ne dépend pas de l'endroit où il se trouve et fonctionne sur batterie - idéal pour une utilisation quotidienne dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Grâce à ses roues de transport, la balance à colonne est également facile à déplacer. Le seca 769 est équipé de plusieurs fonctions intelligentes. Par exemple, la fonction IMC permet une évaluation fiable de l'état nutritionnel du patient. La balance à colonne peut également être équipée des tiges de mesure seca 220 ou seca 224 en option, ce qui permet de déterminer le poids et la taille en une seule étape et de gagner du temps.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Poids max.</b>	200 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Oui
<b>Taxe Bemat</b>	0.06 EUR
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Non
<b>sku</b>	1104364
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes numérique à colonne