

1534075 - Compresses abdominales - 45 x 45 cm - stériles - 1 x 250 pcs



Déscription

Ces coussinets abdominaux sont conçus sans fils RX pour absorber le sang et les exsudats pendant les interventions chirurgicales. Absorbent en 2 à 2,5 secondes.

Spécifications

SKU leverancier	625106L
Stérile	Oui
sku	1534075
Composition	Tissu de gaze blanchie 100% coton.
Couches	n/a
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Poids	26 g
Quantité par emballage	1 x 250 pcs
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille	45 x 45 cm
Type d'emballage	Boîte