

1618258 - Tabouret TR03- roues - 64 - 89 cm - revêtement standard - bleu



Déscription

Le Tabouret TR 03 est la combinaison parfaite de confort et de fonctionnalité. Ce tabouret élégant, doté d'une assise ergonomique en forme de selle, assure une posture optimale, idéale pour de longues périodes assises. L'assise est confortablement rembourrée et la hauteur se règle facilement grâce au vérin à gaz intégré, vous permettant ainsi de toujours trouver la bonne hauteur de travail.

Le TR 03 garantit une grande stabilité grâce à son piètement en aluminium robuste et est équipé d'un repose-pieds pratique qui offre un confort supplémentaire lors de l'assise. Que vous passiez de longues heures sur le tabouret ou que vous l'utilisiez rapidement, le repose-pieds assure une posture détendue et ergonomique.

Attention : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut différer de la réalité.

Spécifications

Marque	Spinetechnics
Roues	Oui
Anneau de pied	Oui
Dossier	Non
Diamètre du siège	35 cm
Nombre de roues	5
sku	1618258
Couleur	S01 - bleu
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Aluminium poli
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	64 - 89 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond