

## 1561326 - HEINE dermatoscope delta 30 - noir - 1 pc



### Déscription

Delta 30 est un dermatoscope de haute qualité avec le plus grand champ de vision de 30 mm fournissant une image nette avec le système optique achromatique. Le dermatoscope peut être tenu de manière ergonomique grâce à la conception inclinée du produit et offre un excellent rendu des couleurs grâce à la lumière LED HQ. La documentation et les informations numériques sont mises à disposition avec l'application exclusive Heine DERM ou le système Heine Cube. Le dermatoscope permet de passer rapidement d'un examen avec contact à un examen sans contact.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINK-230.28.305
<b>Champ de vision</b>	30 mm
<b>sku</b>	1561326
<b>Agrandissement</b>	10 x
<b>Catégorie dermatoscopes</b>	Dermoscopes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de lumière</b>	Lumière polarisée/non polarisée (via bouton switch)
<b>Utilisateurs dermatoscopes</b>	Dermatologues