

## 1552202 - SONOPULS 190 - 1 petite tête à ultrason



### Déscription

Le nouveau Sonopuls 190 est rapide et facile à utiliser. L'appareil, qui bénéficie d'un démarrage quasi immédiat et d'un réglage rapide des paramètres de traitement, fournit très vite des résultats thérapeutiques. Sa forme compacte et ergonomique, son écran TFT convivial et son interface tactile transforment ce petit appareil en un atout incontournable pour le kinésithérapeute.

Sonopuls 190 avec tête de traitement de 0,8 cm<sup>2</sup> et support.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552202
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce