

1605157 - Purell® H&S lingettes désinfectantes à l'alcool - 200 pcs



Déscription

Les lingettes désinfectantes à l'alcool Purell® H&S permettent de garder les mains et les surfaces exemptes de germes. Ces lingettes très efficaces donnent une impression positive et durable de votre établissement car elles éliminent 99,99 % des germes les plus courants qui peuvent être nocifs. Il s'agit d'une solution unique qui est efficace sur les mains et les surfaces non poreuses.

- Testées sur le terrain sur des surfaces non poreuses conformément à la norme EN 16615, l'étalon-or pour tester les lingettes.
- Efficace contre les bactéries dès 30 secondes (EN 1276 & EN 13727)
- Efficace contre les levures, les champignons et certains virus
- Facile à utiliser - pas de rinçage nécessaire
- Convient aux surfaces en contact avec les aliments

Spécifications

Marque	Gojo Prodene Klint
sku	1605157
Couleur	Blanc
Taille	23,5 x 12 x 12 cm
Type d'emballage	Pièce