

## 1605157 - Purell® H&S lingettes désinfectantes à l'alcool - 200 pcs



### Déscription

Les lingettes désinfectantes à l'alcool Purell® H&S permettent de garder les mains et les surfaces exemptes de germes. Ces lingettes très efficaces donnent une impression positive et durable de votre établissement car elles éliminent 99,99 % des germes les plus courants qui peuvent être nocifs. Il s'agit d'une solution unique qui est efficace sur les mains et les surfaces non poreuses.

- Testées sur le terrain sur des surfaces non poreuses conformément à la norme EN 16615, l'étalon-or pour tester les lingettes.
- Efficace contre les bactéries dès 30 secondes (EN 1276 & EN 13727)
- Efficace contre les levures, les champignons et certains virus
- Facile à utiliser - pas de rinçage nécessaire
- Convient aux surfaces en contact avec les aliments

### Spécifications

<b>Marque</b>	Gojo Prodene Klint
<b>sku</b>	1605157
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Taille</b>	23,5 x 12 x 12 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce