

1576573 - 3M™ Littmann® lightweight II set de recharge - noir - 1 pc



Déscription

Le kit de pièces détachées pour stéthoscope 3M™ Littmann®™ Lightweight II comprend une bague marron clair, un diaphragme réglable et une bague anti-froid noire. Le kit comprend également une paire de bouchons d'oreille souples de couleur marron.

Spécifications

Marque	Solventum
sku	1576573
Couleur	Noir
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Set