

1559857 - Gants d'examen stretch Vinyl - non-stérils - non-poudrés - crème - XL - 10 x 100 pcs



Déscription

Les gants d'examen en vinyle extensible Texa® sont conformes à AQL 1.5 et offrent un ajustement flexible qui s'adapte bien à la main. La forme ergonomique assure un maximum de confort et le bord roulé renforcé de la manchette empêche le gant de glisser sur le dos de la main. Les gants ont une élasticité plus élevée qu'un gant en vinyle ordinaire et sont sans poudre, ce qui convient particulièrement aux personnes allergiques au latex.

Spécifications

Marque	Texa
Poudré	Non
Longueur de la manchette	24 cm
Composition	Stretch vinyl
Conforme à la norme HACCP	Oui
sku	1559857
Couleur	crème
Méthode de stérilisation	Non applicable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	XL
Type d'emballage	Carton