

1540022 - Drape de transfert - avec attache de crochet - fermé côté long - bleu - 75 x 70 cm - 1 pc



Déscription

L'utilisation d'un drape coulissant facilite le déplacement des personnes dans le lit. Le poids de la personne est réparti et rend ergonomiquement plus agréable le déplacement ou le repositionnement des personnes alitées par le personnel soignant. Après 10 lavages, l'effet de revêtement et de glissement s'atténuera.

Spécifications

Marque	Fico
Composition	Nylon 70 deniers, revêtement silicone PU, 68g/m ²
sku	1540022
Côté d'ouverture	Fermé sur le côté long
Taille	75 x 70 cm
Type d'emballage	Pièce