

1549869 - Cushion Nasal Cannula Pediatric SOFT + 2.1 m tubing - 1 x 50 pcs



Déscription

Canules nasales à coussinets AirLife®. La conception souple et transparente de ces canules nasales permet un confort optimal du patient. Les tubes d'alimentation antiécrasement permettent d'éviter les occlusions et les courbures. 50 canules par caisse, emballées séparément.

Spécifications

Marque	Airlife
sku	1549869
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Type beademing	Ventilation non invasive