

## 1501698 - HEINE tensiomètre manuel g7 - 1 tuyau - brassard velcro adultes - étui - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre manuel avec système exclusif de répartition de la pression est fabriqué en plastique résistant aux chocs avec revêtement anti-dérapant absorbant les chocs. Avec une cuillère en alliage réglable pour les gauchers et les droitiers, une grande poire de gonflage 50 % plus grande pour un gonflage rapide du brassard. Doté d'une valve de purge d'air exclusive qui permet un réglage fin et précis du débit d'air et un dégonflage rapide. Un bouchon en caoutchouc empêche le blocage de la valve. Avec une manchette simple de haute qualité avec fermeture velcro. Le tensiomètre G7 ne contient pas de latex.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINM-000.09.232
<b>sku</b>	1501698
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres anéroïdes