

## 1543510 - Balance de cuisine KS25 - 1 pc



### Déscription

Cuisiner n'a jamais été aussi facile avec cette balance. Le bol amovible vous permet de doser vos ingrédients facilement et avec précision. Avec un affichage lumineux bleu, bol d'une capacité de 1,2 litre pouvant être mis au lave-vaisselle. S'éteint automatiquement après de longues périodes d'inactivité et indique en cas de surcharge.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>sku</b>	1543510
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	1 g
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Balance diététique et de cuisine