

1543510 - Balance de cuisine KS25 - 1 pc



Déscription

Cuisiner n'a jamais été aussi facile avec cette balance. Le bol amovible vous permet de doser vos ingrédients facilement et avec précision. Avec un affichage lumineux bleu, bol d'une capacité de 1,2 litre pouvant être mis au lave-vaisselle. S'éteint automatiquement après de longues périodes d'inactivité et indique en cas de surcharge.

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Non
Calibré	Non
Taxe Bepat	0.06 EUR
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543510
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	1 g
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Balance diététique et de cuisine