

## 1577032 - Linido appui mural 90° droite - 560 x 1130 mm - antraciet - 1 pc



### Déscription

Le support mural 90° est recommandé pour une utilisation dans les douches ou les baignoires. La partie horizontale du support permet de se tenir debout dans la douche et d'effectuer des transferts. La partie verticale, en combinaison avec un support de pomme de douche, forme une barre coulissante sûre qui sert également de support. Grâce à la longueur de la section verticale, le support de pomme de douche est suffisamment réglable pour les utilisateurs debout ou assis.

Le support à 90° est facile à assembler. Après le montage, les points de fixation facilement accessibles sont recouverts de couvercles en plastique. La 3e bride de l'équerre à 90° assure une stabilité et une sécurité supplémentaires.

Le support mural Ergogrip 90 degrés a une capacité de charge maximale de 150 kg.

Les principaux avantages des supports muraux à 90° sont les suivants:

- offrent un support horizontal et vertical à l'utilisateur
- facile et sûr à monter, convient pour une utilisation dans les zones humides
- capacité de charge élevée

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2611.0241-11
<b>sku</b>	1577032
<b>Appui mural</b>	560 x 1130 mm
<b>Catégorie supports muraux</b>	Appuis mureaux droits
<b>Matériel</b>	Acier époxyé
<b>Type d'emballage</b>	Pièce