

## 1539565 - Seca 213 stadiomètre démontable et portable avec niveau intégré - 20 jusqu'à 205 cm - 1 pc



### Déscription

Le stadiomètre seca 213 pèse seulement 2.4 kg et convient de ce fait parfaitement à une utilisation mobile, par exemple pour mesurer la taille d'enfants ou de jeunes lors d'examens médicaux scolaires.

La toise du stadiomètre seca 213 se compose de plusieurs éléments qui s'assemblent facilement et se montent sur la base avec peu de manipulations. Les cadrans fixés sur les côtés de la toise permettent la lecture même pendant la prise de mesure et garantissent ainsi un résultat très précis de la taille jusqu'à 205 cm.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Télescopique</b>	Non
<b>Démontable</b>	Oui
<b>Connectable aux balances</b>	Non
<b>sku</b>	1539565
<b>Graduation toise</b>	1 mm
<b>Modèle toise</b>	Règle amovible et portable
<b>Plage de mesure</b>	20 - 205 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce