

1559466 - Renol sangle abdominale et pelvienne sécurisée à l'arrière pour chaise - 1 pc



Déscription

Cette ceinture a la particularité d'être renforcée par un système de serrure. Elle est destinée soit à des patients plus agités, ou à ceux qui, lors d'un transport en fauteuil roulant présentent de très sérieux risques de chutes. Option requise : 2 serrures + 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFC29200
Options nécessaires	2 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1559466
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation abdominale
Usage de la fixation	Au fauteuil/chaise