

1543458 - Thermomètre express avec embout flexible - FT 15 - 1 pc



Déscription

Ce thermomètre dispose d'un temps de mesure court d'environ 10 secondes. À la fin de la mesure, le thermomètre émet un signal sonore : pour une mesure simple et précise. Le thermomètre est résistant à l'eau, ne contient ni mercure ni verre, il s'éteint automatiquement. Les mesures peuvent être affichées en C° et en °F. Donne une tonalité d'avertissement à partir de 37,8°C.

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bepat	0.05 EUR
Code CNK	CNK 2851-053
Digital	Oui
Infrarouge	Non
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Non
Embout souple	Oui
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543458
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal
Vitesse de mesure	10 sec