

1543458 - Thermomètre express avec embout flexible - FT 15 - 1 pc



Déscription

Ce thermomètre dispose d'un temps de mesure court d'environ 10 secondes. À la fin de la mesure, le thermomètre émet un signal sonore : pour une mesure simple et précise. Le thermomètre est résistant à l'eau, ne contient ni mercure ni verre, il s'éteint automatiquement. Les mesures peuvent être affichées en C° et en °F. Donne une tonalité d'avertissement à partir de 37,8°C.

Spécifications

Marque	Beurer
Digital	Oui
Code CNK	CNK 2851-053
Infrarouge	Non
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Non
Embout souple	Oui
Taxe Bebat	0.06 EUR
Indicateur de piles faibles	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543458
Produits similaires	Non
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal
Vitesse de mesure	10 sec