

1553249 - Mambo Max SoftMeds balle de poids - 0,5 kg - beige - 1 pc



Déscription

Les **SoftMeds Mambo Max** sont des balles de poids colorées qui tiennent parfaitement dans la main, juste assez petites et flexibles pour être tenues d'une main et assez grandes pour être tenues des deux mains.

La surface en vinyle souple et pliable permet de tenir facilement le ballon d'exercice et offre un moyen sûr et efficace d'ajouter des exercices de musculation à votre entraînement.

Les ballons d'exercice SoftMeds sont déjà entièrement gonflés et prêts à être utilisés. Si nécessaire, la pression d'air peut être ajustée avec une pompe à aiguille (en option).

Les SoftMeds sont disponibles en 6 variantes, allant de la boule beige légère (0,5 kg) à la boule noire plus lourde (3 kg).

Spécifications

Marque	MVS
sku	1553249
Couleur	Beige
Poids	0,5 kg
Réglementation Européenne	2001/95/EC
Type d'emballage	Pièce