

**1606380 - L&R compresse de gaze - 10 x 10 cm - non-stérile - 10 x  
100 pcs**



## Déscription

Les compresses de gaze L&R sont douces, absorbantes et perméables à l'air avec 16 couches. Comme tous les bords sont à l'intérieur, il n'y a donc pas de fils de bord. Ces compresses de gaze non stériles contiennent des fils de contraste radiographique.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	100 % coton, fil radiodélectable (bleu, polypropylène, fil polyester, sulfate de baryum)
<b>sku</b>	1606380
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couches</b>	16-plis
<b>Quantité par emballage</b>	10 x 100 pcs
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Taille</b>	10 x 10 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte