

## 1575249 - FM 150 PRO Masseur de compression pour les jambes - 1 pc



### Déscription

Cet appareil de massage améliore la circulation sanguine grâce au massage par pression d'air des cuisses et du bas des jambes. Les coussins d'air se gonflent et se dégonflent alternativement revitalisent et soulagent les tensions, soulageant les jambes lourdes et fatiguées. Il prévient également les varices et les varices, libère les tensions, les manchettes sont gonflées en alternance. L'appareil est facile à utiliser avec un interrupteur de commande et est polyvalent pour une utilisation à la maison et sur la route. Les poignets des jambes avec bandes velcro peuvent être ajustés individuellement.

- Avec fonction minuterie 10/20/30 min
- Avec bouton STOP de sécurité
- 4 manchettes : 2 cuisses et 2 bas de jambe
- Avec fonction vidange
- Fonctionnement sur piles ou sur secteur, les deux sont possibles (4 x 1,5 V AA)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 23.5 cm, H 0.5 cm, L 85 cm
<b>SKU leverancier</b>	64327
<b>sku</b>	1575249
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce