


1002838 - Seca 212 ruban de mesure du périmètre crânien des nourissons et enfants - 3 à 59 cm - 15 pcs



Déscription

Ruban gradué pour la mesure du périmètre crânien et de la symétrie faciale des bébés et enfants de petite taille ; en téflon inextensible.

Ce ruban en téflon inextensible à double graduation permet de déterminer aussi bien le périmètre crânien (face avant) que la symétrie faciale (face arrière du ruban). Les rubans sont protégés par une boîte pratique faisant fonction de distributeur (contient 15 rubans).

Spécifications

Marque	Seca
Télescopique	Non
Démontable	Non
Connectable aux balances	Non
sku	1002838
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Mètre ruban
Plage de mesure	3 - 59 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce