

## 1543424 - Tensiomètre digital BM55 - bras supérieur - mesures 22-42 cm - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre à bras avec indicateur de repos breveté et des extras tels qu'un écran XL éclairé en blanc et des touches tactiles se distinguent des autres tensiomètres et offrent une sécurité et une qualité optimales à chaque mesure de la pression artérielle. Grâce à l'interface PC et au câble USB, les mesures peuvent être facilement et confortablement transférées sur le PC et gérées avec le logiciel gratuit "beurer HealthManager". Avec 2 x 60 cartes mémoire, un indicateur de risque, un bouton marche/arrêt éclairé. Le tensiomètre indique quand il y a une arythmie. Affiche la date et l'heure et s'éteint automatiquement, indique lorsque la batterie est faible. Livré avec sac de rangement.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>sku</b>	1543424
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques mesure index bras-cheville