

1532305 - Tensiomètre digital BP A1 Easy - brassard flexible avec portée 22-42 cm - bras supérieur - 1 pc



Déscription

Le BP A1 Easy est un tensiomètre compact de Microlife. Le brassard convient aux tours de bras compris entre 22 cm et 42 cm, la technologie Gentle+ garantit que le brassard n'est jamais gonflé plus que nécessaire. Ce tensiomètre fiable peut également détecter les battements cardiaques irréguliers et est affiché à l'écran avec le symbole IHB.

Avantages

- Détection précoce d'un rythme cardiaque irrégulier
- Contrôle optimal de la pression pendant le gonflage du brassard
- Affichage de la date et de l'heure
- Stocke la dernière lecture en mémoire
- Dimensions : 180 x 110 x 75 mm
- Équipé d'une mallette de transport, de 4 piles alcalines AA, d'un journal BP et d'un brassard M-L (22-42cm)

Spécifications

Marque	Microlife
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1532305
Normes	EN ISO 13485:2016
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques