

1014089 - Lames de bistouri nr 23 - Non-stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

Le bistouri n ° 23 est un couteau en forme de lame qui est aiguisé le long du bord d'attaque. Le n° 23 convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B.

Spécifications

Marque	Swann Morton
Stérile	Oui
Composition	Acier inoxydable
sku	1014089
Normes	ISO 13485:2016
Produits similaires	Non
Numéro du bistouri	23
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte