

1574840 - Housse en velours pour coussin Relax pour talon - camel - 1 pc



Déscription

Afin de garantir une hygiène optimale et une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de mettre une taie d'oreiller sur l'oreiller.

De légères différences de couleur sont possibles.

Les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1574840
Couleur housse	Camel
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Fluweel
Type d'emballage	Pièce