

1543395 - Jeu d'électrodes 45 x 45 mm - EM 41-49-80 - 8 pcs



Déscription

Il s'agit d'un jeu d'électrodes de 8 pièces, prévu pour un appareil de stimulation musculaire électronique numérique. Les électrodes sont autocollantes et réutilisables. Utilisable avec les modèles EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80, EM 95

Spécifications

Marque	Beurer
sku	1543395
Produits similaires	Non
Couleur	Gris
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce