

## 1540162 - Fauteuil de prélèvement Deneo.lab - hauteur variable hydraulique - rotatif - fonction Sit&Go - 1 pc



### Déscription

Le fauteuil de prélèvement Deneo offre un accès facile pour les soins aux patients et un plus grand confort pour le patient et le clinicien. La chaise peut pivoter à 360° et est réglable en hauteur avec rotation. La base ronde offre une grande stabilité et a un angle ajusté des supports de genou pour un accès facile. La couverture sans couture est en matériau résistant au feu, avec des poignées amovibles faciles à entretenir.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Dimensions du produit</b>	L 55.5 cm, L 145.5 cm
<b>Hauteur</b>	51-71 cm
<b>Roues incluses</b>	Non
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Non
<b>Composition</b>	Structure solide, finition époxy
<b>sku</b>	1540162
<b>Nombre de parties</b>	1-partie
<b>Réglage de la hauteur</b>	Hydraulique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce